



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CARTA DE CORREÇÃO DE ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

Venho pela presente fazer a **correção** na especificação dos seguintes itens presentes no Edital do Pregão Presencial 02/2015, sendo que os itens 114 e 117 deverão serem cotados da mesma marca para obtenção de melhor resultado do exame, sendo compatível com o Aparelho Bioplus 2000:

Item 109 – REAGENTE / URÉIA

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ Uréia, por sistema enzimático colorimétrico de ponto final; R1 – 25 ml; R2 – 100 ml; R3 – 25 ml; CAL – 3 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Item 113 – REAGENTE P/ ÁCIDO ÚRICO

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ Ácido Úrico, por sistema enzimático colorimétrico de ponto final; 80 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Item 114 – REAGENTE P/ COLESTEROL TOTAL

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ Colesterol Total, por sistema enzimático colorimétrico de ponto final; 200 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Item 115 – REAGENTE P/ CREATININA

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ Creatinina, por ensaio cinético de dois pontos; R1 – 240 ml; R2 – 60 ml; CAL – 5 ml; R4 – 5 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Item 116 – REAGENTE PARA GLICOSE 250 ml

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ Glicose, por sistema enzimático colorimétrico de ponto final; 500 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Item 117 – REAGENTE P/ HDL

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ HDL, sistema p/ determinação do colesterol HDL através da precipitação seletiva das lipoproteínas de baixa e muito

Fones: (48) 3252-0111 / 3252-0112

Avenida 29 de Dezembro, 12 – Centro – CEP 88485-000 – SÃO BONIFÁCIO-SC



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**


baixa densidade (LDL e VLDL), por reação de ponto final; 50 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Item 118 – REAGENTE P/ TRIGLICERÍDEOS

Deverá constar com a seguinte correção: Reagente p/ Triglicerídeos, por sistema enzimático colorimétrico de ponto final; 200 ml; compatível para Aparelho Bioplus 2000.

Desde já agradeço,

Att.


Genir José Backes
Secretário Municipal de Saúde